

# GALACTAN DAB

## Asit Tamponlayıcı

**Yapısal Özellikler** : Organik ve inorganik asitler karışımı

**Görünüm** : Renksiz sıvı

**İyonik yapısı** : Anyonik

### Kullanım Özellikleri :

\*GALACTAN DAB polyester kumaşların boyanmasında banyonun istenilen pH seviyesinde sabit kalmasını sağlar.

\*GALACTAN DAB enzim uygulamalarında (antiperoksit enzimi, tüy dökücü enzim...) pH'ı sabit tutarak enzim performansının artmasını sağlar.

\*GALACTAN DAB diğer asitler gibi uçucu değildir. Yüksek sıcaklıklarda dahi pH stabilizasyonu sağlar.

\*Yumuşatma uygulamasında, pH ayarı GALACTAN DAB ile yapılırsa kumaşta kalıcı bir pH sağlanır.

\*Isıl işlemlerde, GALACTAN DAB uygulanmış kumaşın pH'ı değişmeyeceğinden buna bağlı renk değişimleri de minimize edilmiş olur.

### Uygulama Miktarı :

\*Uygulanacak proseste istenilen pH'a göre kullanım miktarı belirlenir.

\*GALACTAN DAB 0,5 - 1,5 gr/lt

**Dikkat edilecek hususlar** : GALACTAN DAB kullanımında; proses şartlarının dışında, dikkat gerektirecek ekstra bir özellik yoktur.

**Depolama ömrü** : Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 6 ay korur.

**Ambalaj şekli** : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m<sup>3</sup> 'lük konteyner.