

GALACTAN DHS

Asit Tamponlayıcı

Yapısal Özellikler	: Organik ve inorganik asitlerin karışımı
Görünüm	: Renksiz sıvı
İyonik yapısı	: Anyonik
Çözünürlüğü	: Soğuk su ile her oranda kolayca karışır.
Kullanım Özellikleri :	

*GALACTAN DHS polyester kumaşların boyanmasında banyonun istenilen pH seviyesinde sabit kalmasını sağlar.

*GALACTAN DHS enzim uygulamalarında (antiperoksit enzimi, tüy dökücü enzim...) pH'ı sabit tutarak enzim performansının artmasını sağlar.

*GALACTAN DHS diğer asitler gibi uçucu değildir. Yüksek sıcaklıklarda dahi pH stabilizasyonu sağlar.

*Yumuşatma uygulamasında, pH ayarı GALACTAN DHS ile yapılırsa kumaşta kalıcı bir pH sağlanır.

*Isıl işlemlerde, GALACTAN DHS uygulanmış kumaşın pH'ı değişmeyeceğinden buna bağlı renk değişimleri de minimize edilmiş olur.

Kullanım Özellikleri :

*Uygulanacak proseste istenilen pH'a göre kullanım miktarı belirlenir.

GALACTAN DHS 0,5 – 1,5 gr/lt

Dikkat edilecek hususlar	: GALACTAN DHS kullanımında; proses şartlarının dışında, dikkat gerektirecek ekstra bir özellik yoktur.
Depolama ömrü	: Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 6 ay korur.
Ambalaj şekli	: 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m ³ 'lük konteyner.